

FRESH 3 EN 1+

AÉROSOL «ONE SHOT»
BACTÉRICIDE, FONGICIDE,
VIRUCIDE SELON LA NORME EN 14476
ASSAINISSEUR D'ODEURS

Composition

PHMB (1415:4,7): CAS 32289-58-0 et n°1802181-67-4	0.40 g/kg
Chlorure de didecyldiméthylammonium : CAS n°7173-51-5	1.00 g/kg
Ethanol : CAS n°64-17-5	240 g/kg

Action et indications

DIGRAIN® FRESH 3 en 1 + est un désinfectant, désodorisant et assainissant sous forme d'aérosol à diffusion automatique (one shot).
Type de préparation : Générateur d'aérosol (AE) désinfectant (TP2).

Bactéricide selon les normes EN 1276 (en conditions de saleté) et EN 13697 (en conditions de propreté) en 5 minutes.

Fongicide selon les normes EN 1650 (en conditions de saleté) et EN 13697 (en conditions de propreté) en 15 minutes.

Virucide selon la norme EN 14476+A2 en 30 minutes sur tous les virus et en 10 minutes sur tous les virus enveloppés (dont H1N1 et coronavirus), les adénovirus, les norovirus et les rotavirus, en conditions de saleté.

Application et dose d'emploi

DIGRAIN® FRESH 3 en 1 + est un aérosol one shot (à usage unique). Une fois déclenché, l'aérosol de 150 mL se vidange entièrement et délivre la dose nécessaire pour désinfecter et désodoriser un volume de 50 à 75 m³.

Évacuer les personnes et les animaux de la zone à traiter.

S'assurer que le local est bien fermé de manière à contenir le produit. Déposer l'aérosol sur une surface plane au milieu de la pièce sur un morceau de plastique ou de carton pour éviter de salir le support. Le mettre si possible en hauteur mais à distance raisonnable du plafond pour éviter toute auréole. Enclencher le diffuseur jusqu'à ce qu'il se bloque et quitter la pièce immédiatement. Laisser agir 30 minutes pour une efficacité optimale puis ventiler à fond le local avant de le réoccuper (à titre indicatif entre 30 min et 2h selon le niveau de ventilation de la pièce).

Renouveler l'opération lors de l'apparition de nouvelles mauvaises odeurs.

Il est conseillé de porter des gants et de se laver les mains après chaque utilisation.



Référence et conditionnement

Réf. D8070 - Aérosol de 150 ml - Carton de 12 unités

Précautions d'utilisation

TP2 - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr

Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre anti poison le plus proche.

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

NE PAS SURDOSER, risque d'inflammation.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Tenir hors de portée des enfants.

DANGER - EUH208 Contient K-menthone, D-L isomenthone, menthone et PHMB (1415:4,7). Peut produire une réaction allergique. **H222** Aérosol extrêmement inflammable. **H229** Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **H412** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Stockage et élimination

Protéger du rayonnement solaire.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/ 122°F.

Ne pas réutiliser l'emballage.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Éliminer le produit non utilisé et son emballage souillé conformément à la réglementation en vigueur (Grand public: bac de tri - Professionnels: via un récupérateur agréé).