

LAMPE TORCHE UV

LAMPE POUR LA DÉTECTION DU TRACEUR UV
CONTENU DANS LES APPÂTS PLACEBO KRYPTO

Présentation

La **LAMPE TORCHE UV** permet de détecter la présence de rongeurs ayant consommé un appât KRYPTO (bloc, gel ou pâte) ou tout autre appât équipé d'un traceur UV. Lors de l'éclairage à la lampe UV, les fèces de rongeurs seront fluorescentes et donc facilement visibles.

Points forts

- Alliage aluminium : lampe UV légère et solide.
- Lampe LED haute puissance.
- Autonomie de 4h.
- Batterie rechargeable grâce au câble USB.
- Étanche IP65.

Caractéristiques techniques

Mode d'éclairage : LED
Puissance : 10W
Lentille transparente
Bouton poussoir ON/OFF
Alimentation : batterie lithium 21700 rechargeable
Mode de chargement : USB
Temps de charge : 5h (via chargeur USB 5V / 2A)
Temps de travail continu : > 4h
Distance d'éclairage : > 10m
Degré d'étanchéité : IP65
Matériel : alliage aluminium
Dimensions : tête Ø 4,4 cm x longueur 14,5 cm x corps Ø 2,8 cm
Poids : 186g
Emballage carton : 16,5 x 8 x 5 cm
Température ambiante de travail : -20 ~ 50 °C
Garantie 1 an.



Référence et conditionnement

Réf. M0007 : Lampe UV - Unité
Batterie et câble de rechargement USB inclus.

Précautions particulières

NE PAS projeter la lumière directement dans les yeux, risque de blessure. Portez toujours des lunettes de protection UV lorsque la lumière est allumée. Ne touchez pas l'objectif lorsque la lumière est allumée. Éteignez la lumière lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Placez la lampe de poche dans un endroit frais et sec lorsqu'elle est en charge. Ne placez pas la lampe de poche face vers le bas sur la table lorsque la lumière est allumée. Ne la couvrez pas avec des matériaux lorsque la lumière est allumée. Évitez d'exposer la batterie à une chaleur excessive, par exemple à la lumière directe du soleil, aux appareils de chauffage, aux flammes nues, etc. Manipulez la batterie avec soin. Ne pas laisser tomber. En cas d'endommagement, jetez correctement la batterie endommagée. Évitez tout contact de l'acide d'une batterie endommagée avec la peau et les yeux.

- R5045 : KRYPTO BLOC - Blocs de 30g nus - Seau de 10kg
- R5046 : KRYPTO GEL - Cartouche de 280g - Carton de 12
- R5054 : KRYPTO PÂTE - Sachets de 10g - Seau de 5kg

